

Eerste hulp bij gebruik

Scootmobiel instructies



Bedieningspaneel

Wees altijd bewust van de omgeving als u de snelheid instelt. Wij adviseren een lage snelheid (schildpad-stand) voor binnengebruik. Selecteer een voor u comfortabele snelheid waarmee u de scootmobiel buiten veilig kunt bedienen.



- Snelheidsniveau stand schildpad (langzaam)



- Snelheidsniveau stand haas (snel)

Vrijloofunctionaliteit

- De vrijloophendel (aan de achterzijde van de scootmobiel) geeft 2 standen weer: duwen en rijden.
 - In de duwstand (hendel naar boven) is de scootmobiel vrij te verrijden.
 - In de rijstand (hendel naar beneden) is de scootmobiel gereed om elektrisch te rijden.
- Gebruik beslist niet de vrijloop op een helling.

Accu en lader

- Om de levensduur te maximaliseren dient u voor gebruik de batterijen volledig op te laden.
- Laad uw scootmobiel met enige regelmaat op.
- Laad uw batterij altijd binnen in goed geventileerde ruimtes op.
- Laat een aangesloten oplader niet onbeheerd achter; laad bijvoorbeeld niet 's nachts.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact na een laadcyclus.
- Vermijd opslag van batterijen bij extreem hoge of extreem lage temperaturen.
- Stop met laden als de batterijen niet vol blijken te zijn na een laadtijd van 5 a 6 uur.
- Stop met laden als u het niet vertrouwt! (Hitte, geur, verkleuring, vervorming, ongewoon geluid, etc.)
- U kunt de accu's niet overladen. De begrenzer schakelt de lader automatisch uit als de accu's vol zijn.
- Berg de accubak (losgekoppeld van de scootmobiel) altijd in volledig geladen toestand op.
- Laad uw accu elke maand een keer op om verslechtering te voorkomen.
- Als het vermogen van de accu terugloopt komt het einde van de levensduur in zicht.
- Bij lage temperaturen hebben de accu's een lagere capaciteit. Hierdoor neemt ook de actieradius van de scootmobiel af.

Eerste hulp bij gebruik Scootmobiel instructies



Rijden

- Schakel de scootmobiel niet uit tijdens het rijden. U komt dan zeer abrupt tot stilstand.
- Zet de scootmobiel uit als u in- of uitstapt.
- Houd terwijl u rijdt uw handen aan het stuur en uw voeten op het voetenplateau van de scooter.
- Als u in een noodgeval moet stoppen, dient u de gashendels los te laten.
- Houd voldoende afstand tijdens het rijden. Ter info: als u met 7 km/h de gashendel loslaat, komt de scootmobiel op een horizontale ondergrond na maximaal 1.2 meter tot stilstand.
- Gebruik de scooter niet op een glad wegdek om slipgevaar te voorkomen.
- Verminder uw snelheid in een (scherpe) bocht en behoud zo een stabiel zwaartepunt.
- Maak met uw scootmobiel geen plotselinge stop of bocht tijdens het rijden.
- Controleer of de weg achter u vrij is tijdens het achteruit rijden.

Overige

- Raak de motor na het rijden niet aan, deze kan erg heet zijn.
- Als het profiel van de banden minder is dan 1 mm moeten deze vervangen worden.
- Zet de scootmobiel niet in direct zonlicht of te dicht bij vuur: de oppervlaktetemperaturen nemen dan toe met mogelijk verbranding of overgevoeligheid van de huid tot gevolg.
- Laat de scootmobiel niet in contact komen met zand: zand kan doordringen tot in de draaiende delen van de scootmobiel, waardoor onnodig snelle slijtage optreedt.
- Berg de scootmobiel op in een ruimte met een lage luchtvochtigheidsgehalte. Dit voorkomt schimmelvorming en verslechtering van de gepolsterde delen.
- Bij signalering van een elektronisch defect zal de scootmobiel tot stilstand komen.
- Gebruik voor het reinigen geen bleek- of oplosmiddelen.

Dit is geen handleiding!

Voor de officiële handleiding verwijzen wij u naar www.medicura.nl/handleidingen

