



One size



De Push med Elleboogbrace Epi vermindert pijnklachten bij een tennis- of golferselleboog. De drukpelotte zorgt voor gerichte druk op de extensoren (tennisarm) of de flexoren (golfersarm) van de pols. Dit ontlast de aanhechting van deze spieren op de elleboog. De pelotte bestaat uit een huidvriendelijk en veerkrachtig polymeer. Het verstevigingselement van kunststof zorgt voor een egale druk rond de arm, wat knellen voorkomt. De brace is eenvoudig met één hand rond de onderarm in te stellen en te sluiten.

MED

Elleboogbrace Epi

> indicaties

- > Tenniselleboog (epicondylitis lateralis humeri)
- > Golferselleboog (epicondylitis medialis humeri)

