LET'S GO INDOOR

Smal - ideaal voor binnen



Let's Go Indoor teak
ARTIKELNR.: 0080



Let's Go Indoor beech
ARTIKELNR.: 0020



Let's Go Indoor groen
ARTIKELNR.: 0090

- Gewicht: 6,5 kg
- Inclusief mandje en dienblad

- Ideaal voor binnen
- Zeer smal en wendbaar
- Dienblad op tafelhoogte
- Met 1 hand veilig bedienbaar dankzij beugel over de breedte



Let's Go Indoor zilver
ARTIKELNR.: 0040



Let's Go Indoor rood
ARTIKELNR.: 0030N

TECHNISCHE GEGEVENS

- Gewicht: 6,5 kg
- Breedte: 55 cm
- Lengte: 63 cm
- Hoogte: 83-95 cm
- Hoogte dienblad: 68 cm
- Afmetingen dienblad: 42x35 cm
- Max belasting plateau: 5 kg
- Max belasting zak: 3 kg
- Max belasting rollator: 100 kg

ACCESSOIRES



Antislip voor dienblad
ARTIKELNR.: TCLGIAG0430



Kleine tas
ARTIKELNR.: LD506
L/B/H: 23x7x10 cm

LET'S DREAM

- Gewicht: 6,5 kg
- Inclusief mandje en dienblad



Let's Dream zwart
ARTIKELNR.: LD502



Let's Dream oranje
ARTIKELNR.: LD501



Let's Dream blauw
ARTIKELNR.: LD505

TECHNISCHE GEGEVENS

- Breedte: 54,5 cm
- Gewicht: 6,5 kg
- Hoogte: 83-95 cm
- Hoogte blad: 68 cm
- Lengte: 63 cm
- Max belasting plateau: 5 kg
- Max belasting zak: 3 kg
- Max belasting rollator: 100 kg

Mobio®

ergonomische hulpmiddelen die er goed uit zien

Hillarestraat 20
9160 Lokeren

info@mobio.be
www.mobio.be

TEL 09 328 77 23
BTW BE0599 878 088

BANK BE06 0017 5063 8822
GEBABEBB